

## 1×TBST 缓冲液 pH7.5 使用说明书

### 【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ES-8027	1×Tris Buffered Saline with Tween 20 (TBST)buffer,pH7.5	500ml
	使用说明书	1 份

### 【保存条件】

4°C保存，有效期 1 年

### 【概述】

TBST 缓冲液是生物学中常使用的等渗缓冲盐溶液，主要用于 Western Blot 实验中洗去膜上非特异性结合的抗体等试剂。由 Tris-HCl 构成稳定的 pH 缓冲体系，NaCl 提供等渗条件，Tween-20 作为去污剂可增加缓冲液的洗脱能力。

本产品为 1×工作液，可直接使用，用后请及时拧紧瓶盖，以防挥发。4°C保存可延长产品保质期，长期不用建议低温保存。

### 【注意事项】

1. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. 若低温储存时产品出现结晶析出，请置于 37°C 水浴至完全溶解。