

## 1×PBST 缓冲液 (PH 7.5) 使用说明书

### 【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ES-8010	1×PBST buffer (pH7.5)	500ml
	使用说明书	1 份

### 【保存条件】

4°C保存, 有效期 1 年

### 【概述】

PBST 即含吐温-20 的磷酸盐缓冲液, 能够提供相对稳定的离子环境和 pH 缓冲能力, 是生物学中经常使用的缓冲盐溶液, 主要用于免疫组化和原位杂交, 酶联免疫等实验中, 清洗免疫印迹膜等。产品为无色液体, pH 为 7.5, 主要成分为磷酸二氢钾、磷酸氢二钠、氯化钠以及氯化钾以及吐温-20。

本产品为 1×工作液, 可直接使用。

### 【注意事项】

1. PBST 溶液在低温情况下可能会产生沉淀。如果发现有沉淀产生, 请置于 37°C 水浴至完全溶解后再使用。
2. 为了您的安全与健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。