

4mM HCl 溶液（无菌）使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ED-8460	4mM HCl Solution, Sterile	500ml
	使用说明书	1 份

【保存条件】

室温保存，有效期 1 年

【概述】

4mM HCl 溶液经 0.22um 滤膜过滤除菌，可供试剂配制、pH 值调整、蛋白重构等各方面使用。

【注意事项】

1. 本产品在使用过程中应该避免微生物污染。
2. 仅用于实验室，不适合农业/家庭/临床用途使用。
3. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。