

## 结晶紫/龙胆紫水溶液(0.5%)使用说明书

### 【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ES-8117	Crystal violet solution, 0.5%	100ml
	使用说明书	1 份

### 【保存条件】

室温避光储存，有效期 12 个月

### 【概述】

结晶紫(Crystal violet) 又称甲紫、龙胆紫，属于碱性染料，可以和细胞核中的 DNA 结合，产生细胞核染色，从而将细胞核染成紫色。结晶紫在细胞学、组织学和细菌学等方面应用极广，是一种优良的染色剂。

### 【使用建议】

如用作细胞核染色，请根据需要使用 PBS 将本产品稀释使用，细胞核染色建议浓度 0.1%，染色时间一般为 10 分钟(可以根据染色结果和要求调整时间)。

建议使用 1-2 个样品进行预实验。

### 【注意事项】

1. 仅限于科研使用，不可用于各种食品药品或临床治疗中。
2. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
3. 结晶紫对人体有害，请注意适当防护。