

组织匀浆液，无菌使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ED-9753	Tissue Homogenization Buffer (Sterile)	500mL
	使用说明书	1 份

【保存条件】

4°C保存，有效期 12 个月

【概述】

本产品为组织匀浆液包含 300 mM 蔗糖、10mM K-HEPES、1mM K-EGTA，pH 调至 7.2 无菌，广泛用于生化和分子生物学实验。

使用便捷：本产品为配置好的即用型溶液，无需繁琐配置即可直接使用。

体系稳定：提供稳定的实验环境，确保实验结果可靠。

无菌处理：本产品经过滤除菌，可直接用于对无菌条件有严格要求的细胞培养等实验。

【使用方法】

- 准备：**实验前将本产品恢复至室温，并充分混匀。
- 使用：**根据具体实验方案的要求，取适量该试剂加入到反应体系或细胞培养体系中即可。

【注意事项】

- 污染防护：**为避免污染，每次取液时请使用洁净的移液器或枪头。若发现溶液出现浑浊或絮状物，请停止使用。
- 无菌操作：**由于产品为无菌状态，请务必在超净工作台中进行开封及取用等无菌操作。
- 安全防护：**本产品仅限于科研实验室使用。操作时请穿实验服并佩戴一次性手套。