

0.1M 柠檬酸缓冲液(pH5.5, 无菌)使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ED-9745	0.1M Citrate Buffer (pH 5.5, Sterile)	500mL
	使用说明书	1 份

【保存条件】

室温保存，有效期 12 个月

【概述】

本产品为 0.1M 柠檬酸缓冲液 (pH5.5, 无菌)，广泛用于生化和分子生物学实验。

使用便捷： 本产品为配置好的即用型溶液，无需繁琐配置即可直接使用。

体系稳定： 提供稳定的实验环境，确保实验结果可靠。

无菌处理： 本产品经过滤除菌，可直接用于对无菌条件有严格要求的细胞培养等实验。

【使用方法】

1. **使用：** 根据具体实验方案的要求，取适量该试剂加入到反应体系或细胞培养体系中即可。

【注意事项】

1. **污染防护：** 为避免污染，每次取液时请使用洁净的移液器或枪头。若发现溶液出现浑浊或絮状物，请停止使用。

2. **无菌操作：** 由于产品为无菌状态，请务必在超净工作台中进行开封及取用等无菌操作。

3. **安全防护：** 本产品仅限于科研实验室使用。操作时请穿实验服并佩戴一次性手套。