

偶联液使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ED-9779	Coupling Buffer (0.1 M Na ₂ CO ₃ , pH 8.5-10.0)	500mL
	使用说明书	1 份

【保存条件】

室温保存，有效期 12 个月

【概述】

本产品为 0.1 M Na₂CO₃ (pH 8.5-10.0) 溶液，常用于蛋白质、多肽等生物分子的交联和偶联反应。

成分：0.1 M Na₂CO₃, pH 8.5-10.0

应用：适用于各类基于氨基或其它活性基团的共价偶联实验。

【使用方法】

- 试剂准备：**根据实验需求，取适量偶联液进行后续操作。
- 样品溶解：**将待偶联的配体或样品充分溶解于本偶联液中，调整至所需浓度。
- 偶联反应：**按照特定载体或交联剂的说明书步骤，在适当温度下进行偶联反应。

【注意事项】

- 溶液状态：**使用前请检查溶液状态，如有沉淀需充分混匀或重新配制。
- 安全防护：**本产品仅限于科研实验室使用。操作时请穿实验服并佩戴一次性手套。