

清洗液 2 使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ED-9782	Wash Buffer 2 (0.1M Tris-HCl, 0.5M NaCl, pH 8.0)	500mL
	使用说明书	1 份

【保存条件】

室温保存，有效期 12 个月

【概述】

本产品包含 0.1M Tris-HCl 和 0.5M NaCl, pH 8.0，主要用于亲和层析或偶联后的交替清洗步骤。

成分：0.1M Tris-HCl, 0.5M NaCl, pH 8.0

应用：高 pH 清洗环境，与酸性清洗液交替使用以去除各类非特异性结合物。

【使用方法】

- 试剂准备：**根据实验需求，取适量清洗液 2 用于凝胶或载体洗涤。
- 交替清洗：**通常与低 pH 清洗液（如清洗液 1）交替使用，以达到最佳洗脱杂质的效果。
- 洗涤次数：**每个清洗步骤建议重复 3-5 次，确保杂质被充分去除。

【注意事项】

- 酸碱交替：**与酸性清洗液交替使用时，请确保每次洗涤后尽量抽干残液。
- 安全防护：**本产品仅限于科研实验室使用。操作时请穿实验服并佩戴一次性手套。