

# 10×Tris-EDTA pH9.0 使用说明书

## 【包装规格】

| 产品编号    | 产品名称                   | 包装    |
|---------|------------------------|-------|
| ED-9776 | 10X TE Buffer (pH 9.0) | 500mL |
|         | 使用说明书                  | 1 份   |

## 【保存条件】

室温保存，有效期 12 个月

## 【概述】

本产品为 10×Tris-EDTA pH9.0，广泛用于生化和分子生物学实验。

**使用便捷：**本产品为配置好的即用型溶液，无需繁琐配置即可直接使用。

**体系稳定：**提供稳定的实验环境，确保实验结果可靠。

## 【使用方法】

1. **使用：**根据具体实验方案的要求，取适量该试剂加入到反应体系或细胞培养体系中即可。

## 【注意事项】

1. **污染防治：**为避免污染，每次取液时请使用洁净的移液器或枪头。若发现溶液出现浑浊或絮状物，请停止使用。

2. **安全防护：**本产品仅限于科研实验室使用。操作时请穿实验服并佩戴一次性手套。