

柠檬酸-柠檬酸钠缓冲液(0.1mol/L, 无菌无酶, pH4.0) 使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ED-9761	0.1M Citrate-Sodium Citrate Buffer (pH 4.0, RNase/DNase-free, Sterile)	500mL
	使用说明书	1 份

【保存条件】

室温保存, 有效期 12 个月

【概述】

本产品为柠檬酸-柠檬酸钠缓冲液 (0.1mol/L, 无菌无酶, pH4.0), 广泛用于生化和分子生物学实验。

使用便捷: 本产品为配置好的即用型溶液, 无需繁琐配置即可直接使用。

体系稳定: 提供稳定的实验环境, 确保实验结果可靠。

无菌处理: 本产品经过滤除菌, 可直接用于对无菌条件有严格要求的细胞培养等实验。

【使用方法】

1. **使用:** 根据具体实验方案的要求, 取适量该试剂加入到反应体系或细胞培养体系中即可。

【注意事项】

- 污染防护:** 为避免污染, 每次取液时请使用洁净的移液器或枪头。若发现溶液出现浑浊或絮状物, 请停止使用。
- 无菌操作:** 由于产品为无菌状态, 请务必在超净工作台中进行开封及取用等无菌操作。
- 安全防护:** 本产品仅限于科研实验室使用。操作时请穿实验服并佩戴一次性手套。