

## 0.5M 碳酸盐缓冲液 (pH 8.5) 使用说明书

### 【包装规格】

| 产品编号    | 产品名称                                   | 包装    |
|---------|--|-------|
| ED-8022 | 0.5M Carbonate Buffer Solution (pH8.5) | 500mL |
|         | 使用说明书                                  | 1 份   |

### 【保存条件】

室温保存，有效期 12 个月

### 【概述】

该产品是各种免疫测定应用和许多蛋白质和抗体结合程序的常规成分，包括需要实验表面涂层的夹层 ELISA。它具有出色的缓冲能力，易于准备，使用方便，保质期长。碳酸盐缓冲液广泛用于分子和细胞生物学、生物化学研究领域。。

本产品浓度为 0.5M，pH 值为 8.5。

### 【注意事项】

1. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。