

## BSA 蛋白标准品（5mg/ml BSA）使用说明书

### 【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ED-8200	Protein Standard Solution (5mg/ml BSA)	1ml/10ml
	使用说明书	1 份

### 【保存条件】

-20℃保存，有效期 1 年

### 【概述】

BSA 蛋白标准品(BSA,5mg/ml)是用于 BCA 法蛋白定量试剂盒和 Bradford 法蛋白定量试剂盒的试剂，亦可作为其它方法进行蛋白浓度测定时的蛋白标准。

### 【使用建议】

按实验具体要求操作。一般应做多个稀释度，以便做出标准曲线。

### 【注意事项】

1. 避免反复冻融，以免试剂效率下降或失效。
2. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。