

## ST 溶液(含 0.15M NaCl, 0.1% Tween 20)使用说明书

### 【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ED-8472	ST Solution	500ml
	使用说明书	1 份

### 【保存条件】

室温保存，有效期 1 年

### 【概述】

本品由 0.15M 氯化钠、0.1%吐温 20 组成，经 0.22 $\mu$ m 过滤除杂质。

### 【注意事项】

1. 仅用于实验室，不适合农业/家庭/临床用途使用。
2. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。