

10mM 硫代甘油溶液（无菌）使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ED-8523	10mM Monothioglycerol Solution	100ml
	使用说明书	1 份

【保存条件】

4℃保存，一年有效。

【概述】

硫代甘油又名 3-巯基-1,2-丙二醇，英文名为 Monothioglycerol、1-Thioglycerol，分子式为 C₃H₈O₂S，CAS 号为 96-27-5。该溶液为 10mM 硫代甘油溶液，经 0.22μm 滤膜过滤除菌，常用作制作完全培养基，刺激细胞增殖。

【注意事项】

1. 该产品为无菌产品，应尽量避免微生物污染。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。