

0.1M 硼酸钠缓冲液 (pH9.0) 使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ED-8530	0.1M Borate Buffer pH9.0	500ml
	使用说明书	1 份

【保存条件】

室温保存，有效期 1 年

【概述】

硼酸钠缓冲液一些生化技术中使用的缓冲液，用于将 pH 值保持在相对狭窄的范围内。硼酸盐缓冲液的碱性缓冲能力在 8-10 范围内。硼酸在 25°C 时 pKa 为 9.14。

本产品浓度为 0.1M，pH 值为 9.0。

【注意事项】

1. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。