

## 0.15M 氯化钠(NaCl)溶液(无菌)使用说明书

### 【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ED-8544	0.15M NaCl Solution (Sterile)	500ml
	使用说明书	1 份

### 【保存条件】

室温保存，一年有效。

### 【概述】

氯化钠 (Sodium chloride)，是一种无机离子化合物，化学式 NaCl，无色立方结晶或细小结晶粉末，味咸。外观是白色晶体状。易溶于水、甘油，微溶于乙醇（酒精）、液氨；不溶于浓盐酸。不纯的氯化钠在空气中有潮解性。

本品浓度为 0.15M 溶液，经除菌处理。

### 【注意事项】

1. 该产品为无菌产品，应尽量避免微生物污染。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。