

50%去离子甲酰胺溶液使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ED-8559	50% Formamide Solution	500ml
	使用说明书	1份

【保存条件】

不使用时密封保存在室温下。溶液可以冷藏保存，但在使用稀释前应至少加热至室温，以获得最佳效果。当溶液冷却时可能会形成沉淀。-20°C 保存一年。

【概述】

本品由 50%的甲酰胺及 2×SSC (pH7.4) 组成。

【使用方法（仅供参考）】

根据具体实验优化。

【注意事项】

1. 使用前，在 37°C 至 45°C 预热 10-20 分钟，使沉淀物溶解并充分混合。
2. 仅用于实验室，不适合农业/家庭/临床用途使用。
3. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。