

# 1×TBE 粉末使用说明书

## 【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ED-8563	1×TBE Powder (1L/pack)	1L×10 包
	使用说明书	1 份

## 【保存条件】

室温保存，有效期 2 年

## 【概述】

TBE 是常用的 DNA 电泳缓冲液，常用于 PAGE 胶，也可以用于琼脂糖凝胶。对于分辨率要求不高时，使用 TAE 和 TBE 均可；对于分辨率要求比较高时，较低浓度的胶有利于提高大分子量核酸的分辨率，此时宜使用 TAE；而较高浓度的胶有利于提高小分子量核酸的分辨率，此时宜使用 TBE。

1×TBE 中含有 89mM Tris-Borate、2mM EDTA，pH8.3。

## 【使用建议】

本产品为 TBE 干粉，使用时用蒸馏水或去离子水溶解，定容至 1L。

## 【注意事项】

1. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。