

# 1M HEPES-KOH 缓冲液, pH7.5 (无菌) 使用说明书

## 【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ED-8669	1M HEPES-KOH Buffer (pH7.5,Sterile)	100ml/500ml
	使用说明书	1 份

## 【保存条件】

4°C避光保存, 有效期 1 年

## 【概述】

HEPES 即羟乙基哌嗪乙磺酸 (N'-a-hydroxythylpiperazine-N'-ethanesulfanic acid ) 是一种氢离子缓冲剂, 能较长时间控制恒定的 pH 范围。有效缓冲范围为 pH6.8-8.2。常用于配制蛋白提取缓冲液、细胞培养用缓冲液等。

HEPES 用于细胞培养时使用终浓度为 10-25mM, 在开放式培养或细胞观察时能维持较恒定的 pH 值。1M HEPES-KOH 缓冲液,pH 7.5 经过无菌处理, 可直接用于细胞培养。4°C 保存可延长产品保质期, 长期不用建议低温保存。

## 【注意事项】

1. 溶液在使用过程中应该避免微生物污染。
2. 为了您的安全与健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。