

20%葡萄糖溶液（无菌）使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ED-8673	20% D-Glucose Solution (Sterile)	100ml/500ml
	使用说明书	1 份

【保存条件】

4°C或常温储藏，有效期一年。

【概述】

葡萄糖溶液用途广泛，可用作微生物和培养细胞的碳源；在半乳糖诱导 GAL 1 启动子调控基因的表达之前，用于维持酵母细胞；作为母液配制其他试剂等。

20%葡萄糖溶液经 0.22μm 滤膜过滤除菌，可直接用于无菌实验。

【注意事项】

1. 20%葡萄糖溶液为无菌溶液，使用时应尽量避免污染。
2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
3. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。