

溶菌酶溶液（100mg/ml）使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ED-8690	Lysozyme Solution(100mg/ml)	1ml×5
	使用说明书	1 份

【保存条件】

-20℃储藏，有效期 1 年。

【概述】

溶菌酶(溶解酵素)是一个有抗菌活性的酶族,可破坏细菌细胞壁。其可催化肽聚糖中 N-乙酰胞壁酸和 N-乙酰-D-葡萄糖胺残基间以及壳糊精中 N-乙酰-D-葡萄糖胺残基间的 1,4-β-连键的水解,可用于裂解细菌细胞壁以提高蛋白或核酸提取效率。

【注意事项】

1. 如果每次使用量较小,推荐分装使用。
2. 为了您的安全与健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。