

## 细胞染色缓冲液（流式用，无菌）使用说明书

### 【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ED-8765	Cell Staining Buffer (Flow Cytometry) (Sterile)	100ml/500ml
	使用说明书	1 份

### 【保存条件】

4°C保存，有效期 1 年；避免强光直射

### 【概述】

细胞染色缓冲液（流式用）用于流式细胞检测细胞染色过程中细胞的洗涤及细胞浓度调节，也可用于抗体的稀释。主要成分为磷酸盐缓冲液（PBS），Proclin 300 和 BSA，BSA 作为一种蛋白存在于缓冲液中可以减少抗体的非特异性结合，Proclin 300 是一种代谢抑制剂，可以抑制细胞表面抗原的成斑和成帽现象，维持细胞表面抗原的稳定性。溶液经过 0.22μm 滤膜过滤除菌处理。

### 【注意事项】

1. 使用过程中应该避免微生物污染。
2. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。