

10% NP-40 溶液使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ED-8803	10% NP-40 Solution	100ml/500ml
	使用说明书	1 份

【保存条件】

4°C储存，有效期 12 个月。

【概述】

Nonidet P 40 也称 Nonidet P-40、润湿剂，简称 NP-40，中文名为乙基苯基聚乙二醇，常用做非离子性去污剂、表面活性剂，用途极为广泛。10% NP-40 溶液由 NP-40、去离子水组成,经 0.45 μ m 滤膜过滤处理。

【注意事项】

1. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. 避免接触皮肤和眼睛，如不小心接触眼睛或皮肤，应使用大量的洁净水进行清洗。
3. 本产品仅供科研使用，请勿用于食品、医疗方面。