

0.5M MES 缓冲液 pH5.0 使用说明书

【包装规格】

| 产品编号 | 产品名称 | 包装 |
|---------|------------------------|-------------------|
| ED-8820 | 0.5M MES Buffer, pH5.0 | 100ml/250ml/500ml |
| | 使用说明书 | 1 份 |

【保存条件】

4℃保存，有效期1年

【概述】

MES 即 2-吗啉乙磺酸，分子式为 C₆H₁₃NO₄S，分子量为 195.24，CAS 号为 4432-31-9。0.5M MES 缓冲液 pH5.0 是常用的缓冲溶液储备液，适合用于各种生化、分子生物学实验。本品经 0.22μm 滤膜过滤处理，可直接或稀释用于分子生物学等实验；如需用于细胞培养方面，请用无菌滤膜除菌后使用。

【注意事项】

1. 仅限于科研使用，不可用于各种食品药品或临床治疗中。
2. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。