

0.2M 乙酸钠-乙酸缓冲液 pH3.6 使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ED-8829	0.2M Sodium Acetate Solution, pH 3.6	500ml
	使用说明书	1 份

【保存条件】

室温储存，有效期 1 年

【概述】

乙酸钠，CAS 号为 127-09-3，分子式 CH_3COONa ，分子量为 82.03。乙酸钠在分子生物学实验中存在广泛的用途。

本品为 0.2mol/L 的乙酸钠-乙酸缓冲液，pH 为 3.6。

【注意事项】

1. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. 避免接触皮肤和眼睛，如不小心接触眼睛或皮肤，应使用大量的洁净水进行清洗。
3. 本产品仅供科研使用，请勿用于食品、医疗方面。