

无菌甘油使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ED-8837	无菌甘油	100ml/500ml
	使用说明书	1 份

【保存条件】

室温保存，一年有效

【概述】

甘油又名丙三醇，是一种无色、无臭、味甘的粘稠液体。分子式：C₃H₈O₃，分子量：92.094，CAS号：56-81-5。

本产品纯度高于 99%，经无菌处理，使用时应稀释至工作浓度。

【注意事项】

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. 本品为有毒化合物，避免与皮肤和眼睛接触，请小心操作。
3. 溶液为无菌溶液，使用时应尽量避免污染。