

## 3%BSA 溶液使用说明书

### 【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ED-8843	3% BSA Solution	100ml/500ml
	使用说明书	1 份

### 【保存条件】

4℃保存，有效期 6 个月；-20℃保存，有效期 1 年

### 【概述】

3% BSA 溶液由 3% BSA 及防腐剂组成，经 0.22μm 滤膜过滤处理，用途广泛。

### 【注意事项】

1. BSA 溶液可 4℃保存，但容易染菌，如需长期保存，请放置于-20℃。
2. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。