

## 2×STE 缓冲液（无菌，pH8.0）使用说明书

### 【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ED-8857	2×STE Buffer Solution,pH8.0,Sterile	100ml/500ml
	使用说明书	1 份

### 【保存条件】

室温保存，有效期 1 年

### 【概述】

1×STE 缓冲液(无菌，pH8.0)由 10mM Tris-HCl、100mM NaCl 以及 1mM EDTA 组成，pH 值为 8.0。常用于 DNA 提取、DNA 电泳和缓冲液酸碱度的调节等许多其他方面。

本产品为 2×母液，经过高压湿热灭菌，需加同等体积的无菌去离子水稀释至 1×使用。

### 【使用建议】

根据实验需求使用。

### 【注意事项】

1. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. 该试剂仅用于科研领域，不得用于临床诊断或其他用途。