

## 0.1M MES 缓冲液 pH5.7 使用说明书

### 【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ED-8883	0.1M MES Buffer, pH5.7	100ml/500ml
	使用说明书	1 份

### 【保存条件】

4℃ 保存，有效期 1 年

### 【概述】

MES 即 2-吗啉乙磺酸，分子式为 C<sub>6</sub>H<sub>13</sub>NO<sub>4</sub>S，分子量为 195.24，CAS 号为 4432-31-9。0.1M MES 缓冲液 pH5.7 是常用的缓冲溶液储备液，适合用于各种生化、分子生物学实验。本品经 0.22μm 滤膜过滤处理，可直接或稀释用于分子生物学等实验；如需用于细胞培养方面，请用无菌滤膜除菌后使用。

### 【注意事项】

1. 仅限于科研使用，不可用于各种食品药品或临床治疗中。
2. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。