

4M 咪唑溶液使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ED-9059	4M Imidazole Solution	100ml/500ml
	使用说明书	1 份

【保存条件】

4℃ 保存，有效期 1 年

【概述】

咪唑是含有两个间位氮原子的五元芳杂环化合物，CAS 号为 288-32-4，分子量为 68.08，可用作环氧树脂的固化剂以及抗菌的原料。

咪唑在 pH6.2-7.8 (25℃) 范围内时可用作缓冲液。建议将其作为测定辣根过氧化物酶缓冲液的组成部分，并作为各种二价阳离子结合的螯合剂。咪唑可用于从二价阳离子树脂 (His Select -HC 镍亲和凝胶) 中提取含组氨酸的蛋白质，也可用于 SDS-PAGE 凝胶的反向染色用于检测蛋白质。

【使用方法 (仅供参考)】

根据实验具体要求操作。

【注意事项】

1. 该产品仅用于科研领域，不宜用于临床诊断或其他用途。
2. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。