

乙酸钠溶液(2mol/L,pH4.7)使用说明书

【包装规格】

| 产品编号 | 产品名称 | 包装 |
|---------|-----------------------------------|-------------|
| ED-9155 | 2M Sodium acetate solution,pH 4.7 | 100ml/500ml |
| | 使用说明书 | 1 份 |

【保存条件】

室温储存，有效期 12 个月。

【概述】

乙酸钠，CAS 号为 127-09-3，分子式 CH_3COONa ，分子量为 82.03。乙酸钠溶液是实验室常用储备液，在生物化学和分子生物学实验中常用于沉淀核酸，调节 pH 值，配制各种缓冲液等。本品为 2mol/L 的乙酸钠水溶液，pH 为 4.7。

【注意事项】

1. 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. 避免接触皮肤和眼睛，如不小心接触眼睛或皮肤，应使用大量的洁净水进行清洗。
3. 本产品仅供科研使用，请勿用于食品、医疗方面。