

1×TNC 缓冲液使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ED-9214	1×TNC Buffer (50mM Tris,140mM NaCl,10mM CaCl ₂ ,pH 8.0)	500mL
	使用说明书	1 份

【保存条件】

室温保存，有效期 12 个月

【概述】

TNC 缓冲液是一种基于 Tris 的含钙生理盐缓冲液。其成分经过精确优化，旨在模拟生理盐环境的同时，提供高浓度的钙离子支撑。

主要组分： 50mM Tris-HCl (pH 8.0)、140 mM NaCl 以及 10 mM CaCl₂

【使用方法】

- 直接使用：** 本产品为 1×即用型溶液，无需稀释，可直接用于洗涤细胞、重悬蛋白沉淀或作为反应介质。
- 实验配套：** 若实验涉及蛋白保护，建议在使用前根据需要现加蛋白酶抑制剂或还原剂（如 DTT），但需注意钙离子是否会与新加成分产生沉淀。

【注意事项】

- 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 本产品仅供科研使用，请勿用于食品、医疗方面。