

1M Tris-HCl 溶液 (pH7.5) 使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ES-8047	1M Tris-HCl Buffer, pH7.5	100mL/500mL
	使用说明书	1 份

【保存条件】

室温保存, 有效期 12 个月

【概述】

Tris-HCl (三羟甲基氨基甲烷盐酸盐) 缓冲液是生物化学与分子生物学实验中最常用的缓冲体系之一。

理化性质: 本产品 在 25°C 标准环境下 pH 为 7.5。

核心用途:

核酸/蛋白稀释: 维持生物大分子的电荷状态与结构稳定。

酶反应体系: 作为生化反应的基础缓冲介质, 提供稳定的 pH 环境。

试剂配制: 用于配制各种层析洗脱液、电泳缓冲液及细胞裂解缓冲液等溶液配制。

【使用建议】

1, 稀释使用: 本品为 1M 浓缩母液。使用时请根据实验稀释至目标工作浓度 (常用工作浓度通常为 10mM 至 100mM)。

稀释示例: 配制 100mL 的 10mM 工作液, 取 1mL 的 1M Tris-HCl 母液加入至 99mL 超纯水中充分混匀。

【注意事项】

- 1. 稀释水质:** 稀释时建议使用高品质的去离子水或超纯水, 防止金属离子或杂质干扰实验。
- 2. 安全防护:** 仅限于科研使用, 严禁用于各种食品、药品或临床诊断。操作时请穿实验服、佩戴一次性手套及口罩, 避免皮肤直接接触或吸入。