

无菌去离子水使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ES-8088	Sterile Ultra-pure Water (PCR Grade)	100mL/500mL
	使用说明书	1 份

【保存条件】

室温保存，有效期 12 个月

【概述】

无菌去离子水用途广泛，可用于溶液的配制和分子生物学实验中的普通 PCR 体系构建等方面。

分子实验：用于 PCR 体系构建及引物重悬。

生化配制：适用于高灵敏度生化试剂、缓冲液的配制。

【使用方法】

本产品为即用型，无需进一步过滤或灭菌，根据需求吸取使用即可。

【注意事项】

- 防污染提示：**本产品不含防腐剂，开启后应严格遵循无菌操作规范。建议分装后保存，避免多次移液导致吸头带来的核酸酶污染。
- 安全防护：**为了您的安全与健康，请穿实验服并佩戴一次性手套操作。