

氯化钠溶液(5mol/L,无菌)使用说明书

【包装规格】

产品编号	产品名称	包装
ES-8363	Sodium Chloride Solution, 5mol/L, Sterilize	100mL/500mL
	使用说明书	1 份

【保存条件】

室温保存, 有效期 12 个月

【概述】

本品经过过滤除菌, 可以直接用于无菌操作, 是常用储备液, 适合用于各种生物化学、分子生物学实验。

【注意事项】

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。